URGO HYDROGEL TUBE 15G

SKU : SOI03.00057





Hydrogel amorphe et opaque utilisé pour traiter les plaies sèches ou peu exsudatives.

- Hydratation et ramollissement des tissus nécrotiques
- Milieu humide favorable à la cicatrisation

Tubes unitaires stériles de 15 g de gel, à usage unique.

Description

URGO HYDROGEL TUBE 15G : Un Gel Médical Pour La Détersion des Plaies Chroniques

URGO HYDROGEL TUBE 15G est un **gel de détersion**, conçu pour **traiter les plaies chroniques**, comme les **ulcères et escarres au stade de nécrose sèche**. Sa **formule hydratante avancée** réhydrate les tissus nécrotiques, ce qui **favorise leur élimination progressive**. **Ainsi**, la plaie se prépare efficacement à la cicatrisation.

URGO HYDROGEL TUBE 15G : Une Solution Efficace Pour Le Nettoyage Autolytique

Sa **viscosité élevée** assure une application stable, même sur des zones inclinées ou sujettes à des écoulements légers. **En favorisant la détersion autolytique**, il aide les tissus nécrotiques à **se ramollir progressivement** pour ensuite se détacher. Ce gel convient particulièrement aux **plaques de nécrose sèche**, aux **débris fibrino-nécrotiques adhérents**, et aux **plaies atones qui nécessitent une réactivation du bourgeonnement**.

Les Atouts de URGO HYDROGEL Pour Une Prise en Charge Médicale Optimale

- **Hydratation profonde** : Maintient une humidité optimale pour faciliter la détersion.
- **Application ciblée et facile** : Sa texture permet une répartition homogène sur la plaie.
- **Action renforcée sous pansement occlusif** : La protection améliore l'efficacité sur plusieurs jours.
- **Préparation de la plaie** : Stimule le bourgeonnement et optimise la cicatrisation.
- **Formulation bien tolérée** : Convient aux **peaux sensibles** et limite les irritations.

Conseils d'Utilisation Pour Une Détersion Optimale Avec URGO HYDROGEL

Nettoyez la plaie avec du **sérum physiologique**, puis appliquez **URGO HYDROGEL** en **couche homogène de 5 mm d'épaisseur** directement sur la zone à traiter. **Ensuite**, recouvrez la plaie avec un **pansement hydrocolloïde ou absorbant**, ce qui **maintient l'humidité et renforce l'action du gel**. **Tous les 2 à 3 jours**, renouvelez l'application en retirant délicatement les **débris ramollis**, à l'aide d'une pince médicale ou d'une compresse humide. **Pour éviter d'endommager les tissus sains**, procédez avec précaution et sans frotter.

Pourquoi Opter Pour URGO HYDROGEL TUBE 15G ?

Sa **formulation spécifique** contribue efficacement à la **prise en charge des plaies chroniques nécessitant une détersion progressive**. **Grâce à son action hydratante**, il **favorise un environnement optimal pour une cicatrisation rapide et efficace**.

URGO HYDROGEL TUBE 15G : Une Solution Médicale Fiable Pour Les Soins Plaies Chroniques

Utilisé dans les **hôpitaux, cliniques et soins à domicile**, ce gel reste une **référence médicale** pour le **traitement des plaies en phase de détersion**, assurant une **prise en charge efficace et sécurisée**.