URGO CLEAN

SKU : SOI03.00086



Ce **pansement médical** est conçu pour **nettoyer les plaies exsudatives** en éliminant les tissus nécrotiques et en absorbant les sécrétions. Son **structure micro-adaptative** assure une **détersion efficace** tout en maintenant un **environnement humide propice à la cicatrisation**

Description

URGO CLEAN : Un Pansement Hydro-Détersif Pour Une Cicatrisation Optimale

URGO CLEAN est un **pansement médical innovant**, conçu pour **favoriser la détersion des plaies exsudatives** et **préparer le lit de la plaie à la cicatrisation**. Grâce à sa **technologie hydro-détersive**, il élimine efficacement les débris fibrineux tout en absorbant les exsudats, permettant ainsi une meilleure **régénération des tissus cutanés**. Son **structure douce et souple** garantit un **confort maximal**, facilitant son application et son retrait sans traumatisme pour la peau.

Une Détersion Active Pour Une Meilleure Régénération Cutanée

Dès la **phase de détersion**, **URGO CLEAN** agit pour **nettoyer les plaies chroniques et aiguës**, telles que les **ulcères de jambe, escarres, plaies diabétiques et brûlures**. Grâce à sa **structure micro-adaptative**, il piège les **débris fibrineux**, réduisant ainsi leur accumulation sur la plaie et **favorisant une cicatrisation accélérée**. **Sa capacité d'absorption optimisée** prévient la macération et protège la peau environnante.

Les Avantages de URGO CLEAN Pour Une Prise en Charge Médicale Optimale

- **Détersion efficace** : Élimine les tissus fibrineux et prépare la plaie à la cicatrisation.
- **Absorption des exsudats** : Gestion optimale des fluides pour limiter la macération.

- **Protection cutanée** : Préserve la peau environnante et évite les irritations.
- **Souplesse et confort** : Structure flexible qui s’adapte aux contours de la plaie.
- **Utilisation polyvalente** : Indiqué pour les plaies chroniques et aiguës.

Conseils d’Utilisation

Avant application, **nettoyez soigneusement la plaie** avec du **sérum physiologique** afin d’éliminer les impuretés. **Appliquez URGO CLEAN directement sur la zone à traiter**, sans exercer de pression excessive. **Recouvrez avec un pansement secondaire adapté** pour renforcer la protection et assurer un maintien optimal. **Renouvelez le pansement tous les 1 à 2 jours**, selon l’évolution de la plaie et les recommandations médicales.

Pourquoi Choisir URGO CLEAN Pour Le Traitement Des Plaies Exsudatives ?

Grâce à sa **technologie avancée**, **URGO CLEAN** garantit une **prise en charge efficace des plaies nécessitant une détersion optimisée**. Il offre une **solution complète** pour **assurer le nettoyage autolytique**, tout en **favorisant un environnement humide propice à la cicatrisation rapide**. Son **application facile et indolore** en fait un choix privilégié pour les **patients nécessitant des soins adaptés aux plaies complexes**.

Une Référence Médicale Pour Les Soins Des Plaies Complexes

Utilisé dans les **hôpitaux, cliniques et soins à domicile**, **URGO CLEAN** est une **solution fiable et efficace** pour le **traitement des plaies nécessitant une détersion et une absorption optimales**, garantissant ainsi **une cicatrisation rapide et sécurisée**