URGOTUL AG 10×12 CM

SKU : SOI03.00061



Le **pansement UrgoTul Ag 10×12 cm** est une **interface lipido-colloïde imprégnée d'argent**, conçue pour favoriser la **cicatrisation des plaies infectées** tout en réduisant la charge bactérienne. Il offre un **retrait indolore**, respecte les tissus fragiles et s'adapte aux zones anatomiques complexes.

Description

PANSEMENT URGOTUL AG 10×12 CM – ANTIBACTÉRIEN, NON ADHÉRENT, CICATRISATION EN MILIEU HUMIDE

Le **pansement UrgoTul Ag 10×12 cm** associe la **technologie lipido-colloïde (TLC)** à des **sels d'argent micronisés**, pour une **action antibactérienne locale** et une **cicatrisation optimale**. Grâce à sa **souplesse**, il épouse les reliefs cutanés, même sur les zones difficiles comme les talons ou les orteils. Conçu pour les **plaies infectées ou à risque d'infection**, il convient aussi bien aux **plaies chroniques** (ulcères, escarres, pied diabétique) qu'aux **plaies aiguës** (brûlures, post-opératoires, traumatiques). Il respecte les tissus fragiles et se retire sans douleur. Ce pansement se **découpe facilement** avec du matériel stérile pour s'adapter à la plaie. Il s'applique directement sur la zone à traiter, puis se recouvre d'un **pansement secondaire absorbant** (compresses + bande ou sparadrap). En cas de prescription, un **système de compression** peut être ajouté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PANSEMENT URGOTUL AG 10×12 CM

- **Dimensions** : 10 × 12 cm
- **Technologie** : TLC-Ag (lipido-colloïde + argent)
- **Action** : antibactérienne + cicatrisation en milieu humide
- **Type** : non adhérent, non occlusif, stérile

- **Renouvellement** : tous les 1 à 3 jours
- **Conditionnement** : à l’unité ou en boîte de 16
- **Indications** : plaies infectées ou à risque, peaux fragiles
- **Durée maximale de traitement** : 1 mois

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à l’argent ou à l’un des composants
- Ne pas utiliser pendant une IRM

MODE D’EMPLOI SIMPLIFIÉ

1. Nettoyer la plaie au sérum physiologique
2. Retirer les ailettes de protection
3. Découper si nécessaire avec du matériel stérile
4. Appliquer directement sur la plaie
5. Recouvrir avec un pansement secondaire
6. Renouveler tous les 1 à 3 jours selon l’évolution