DRAP DE GLISSE



Drap de glisse pour faciliter le repositionnement du patient dans le lit. Réduit les efforts et les frottements pour plus de confort au quotidien.

Description

Le **drap de glisse** est une aide technique conçue pour faciliter le **repositionnement et le déplacement d'une personne allongée**, tout en réduisant les efforts physiques nécessaires lors des manipulations. Grâce à sa surface à faible friction, il permet de déplacer plus facilement le patient sur le lit et d'accompagner différents gestes de soins et de transfert.

Destiné aux **soignants, aides à domicile et proches aidants**, le drap de glisse est particulièrement adapté aux personnes âgées, aux patients en convalescence ou aux personnes ayant une mobilité réduite.

Faciliter le repositionnement du patient

Le **drap de glisse pour patient** permet de faciliter différents mouvements au quotidien. Il peut notamment être utilisé pour :

- Repositionner une personne allongée dans son lit
- Faciliter le redressement du patient
- Accompagner certains déplacements sur le lit
- Faciliter le transfert du lit vers le fauteuil
- Réduire les efforts lors des manipulations
- Faciliter certains gestes liés aux soins et à la toilette

Sa conception permet de limiter les frottements entre le patient et la surface du lit, rendant les mouvements plus fluides et plus confortables.

Réduire les efforts lors des manipulations

Le repositionnement d'une personne à mobilité réduite peut représenter un effort important pour l'aidant ou le soignant. Le **drap de glisse** permet de réduire la force nécessaire lors des déplacements et contribue ainsi à faciliter les manipulations quotidiennes.

Il constitue une aide particulièrement intéressante pour les situations nécessitant des repositionnements fréquents, à domicile comme dans les établissements de soins.

Une solution adaptée au maintien à domicile

Le drap de glisse peut être utilisé dans différents environnements de prise en charge :

- À domicile
- Dans les hôpitaux
- Dans les cliniques
- Dans les maisons de retraite
- Dans les structures de soins et d'accompagnement

Il s'intègre facilement dans les solutions destinées au **maintien à domicile**, à l'aide à la mobilité et à l'accompagnement des personnes dépendantes.

Matériaux et entretien

Le drap de glisse est composé d'une **face supérieure en polyamide** et d'une **face inférieure en polyuréthane avec traitement silicone**. Cette conception favorise la glisse et permet une utilisation adaptée aux manipulations quotidiennes.

Pour faciliter son entretien et maintenir de bonnes conditions d'hygiène, le drap est **lavable en machine à 60–70 °C**. Il est également **conditionné individuellement**.

Caractéristiques principales

- **Type de produit :** drap de glisse / drap de transfert
- **Utilisation :** repositionnement et déplacement du patient
- **Face supérieure :** polyamide
- **Face inférieure :** polyuréthane avec traitement silicone
- **Entretien :** lavable en machine à 60–70 °C
- **Conditionnement :** emballage individuel
- **Dimensions :** 85 × 150 cm