LÈVE-PERSONNE BIRDIE COMPACT INVACARE

SKU : MAD04.00001



Lève-personne Birdie Compact Invacare, pliable et sécurisé, avec fléau rotatif **360°** et verrouillage automatique. Capacité **150 kg**, faible encombrement.

Description

LÈVE-PERSONNE BIRDIE COMPACT INVACARE : CONFORT ET SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Le **lève-personne Birdie Compact Invacare** est conçu pour **faciliter les transferts** en toute sécurité, offrant un **confort optimal** aux patients et aux soignants. Son **design compact et pliable** permet un **rangement facile** et un **faible encombrement**, idéal pour une utilisation à domicile ou en établissement médical.

UNE STRUCTURE ADAPTÉE POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE

- **Rotation du fléau à 360°** : Permet d’orienter le patient facilement lors des transferts, réduisant les efforts du soignant.
- **Système de pliage sans outils** : Se plie rapidement pour un stockage et un transport simplifiés.
- **Verrouillage automatique du mât** : Sécurité renforcée grâce au système **Snap Lock**, garantissant une fixation stable.
- **Capacité de charge** : Supporte jusqu’à **150 kg**, assurant une grande résistance et une stabilité optimale.
- **Piètement ajustable** : Largeur réglable entre **53 cm et 107 cm**, permettant une meilleure adaptabilité aux espaces réduits.
- **Roues pivotantes** : Facilitent les déplacements et assurent une maniabilité fluide.

DIMENSIONS OPTIMALES POUR UNE UTILISATION PRATIQUE

- **Longueur totale** : **110,5 cm**
- **Largeur des pieds** : **54 à 86,5 cm** (pieds ouverts)
- **Hauteur réglable** : **54 à 163 cm**
- **Poids** : **36 kg**, garantissant robustesse et durabilité

POURQUOI CHOISIR LE LÈVE-PERSONNE BIRDIE COMPACT INVACARE ?

Sa **conception ergonomique et pliable** garantit une **expérience confortable et sécurisée**, idéale pour les **transferts à domicile ou en établissement médical**. Son **système de pliage rapide** et sa **structure compacte** en font une solution pratique pour les soignants et les aidants.

UTILISATION ET ENTRETIEN POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

Pour une **utilisation optimale**, il est recommandé de **vérifier régulièrement les fixations** et de **nettoyer les roues** pour assurer une maniabilité fluide et sécurisée.

UNE SOLUTION FIABLE POUR LES SOINS MÉDICAUX ET DOMICILIAIRES

Utilisé dans les **hôpitaux, maisons de retraite et domiciles**, le **lève-personne Birdie Compact Invacare** respecte les **normes strictes de qualité et de sécurité**, garantissant une **expérience fiable et pratique**.