FILTRE CAISSON INVACARE

SKU : MAD08.00014





Le **filtre caisson Invacare** est conçu pour **protéger le compresseur des concentrateurs d’oxygène** en filtrant les particules fines résiduelles. Il s’installe à l’intérieur de l’appareil, en aval du filtre d’entrée, et garantit une **qualité d’air optimale** pour une oxygénothérapie sécurisée.

Description

FILTRE CAISSON INVACARE – POUR CONCENTRATEURS PERFECTO ET PLATINUM 9L Ce **filtre caisson** joue un rôle crucial dans le **système de filtration interne** des concentrateurs Invacare. Après le passage de l’air par le filtre d’entrée, ce filtre capte les **particules restantes** avant que l’air ne soit compressé, assurant ainsi la **protection du compresseur** et la **pureté de l’oxygène délivré**. Il est **compatible avec les modèles Perfecto 2, Perfecto 2V et Platinum 9L**, et s’intègre parfaitement dans les protocoles de maintenance préventive. Son remplacement est **simple et rapide**, recommandé tous les **12 mois ou 5 000 heures d’utilisation** pour garantir une performance optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FILTRE CAISSON INVACARE

- **Compatibilité** : Perfecto 2, Perfecto 2V, Platinum 9L
- **Longueur** : 16 cm (tube de sortie compris)

- **Largeur** : 6,4 cm
- **Épaisseur** : 6,5 cm
- **Diamètre du tube** : extérieur 2 cm / intérieur 1,7 cm
- **Installation** : interne – remplacement facile
- **Fréquence de remplacement** : 1 fois/an ou toutes les 5 000 heures
- **Conformité** : dispositif médical – normes CE

UN FILTRE ESSENTIEL POUR UNE OXYGÉNOTHÉRAPIE FIABLE

Ce **filtre caisson** prolonge la durée de vie du concentrateur et garantit une **oxygénothérapie sûre et efficace**. Il constitue une **barrière supplémentaire contre les impuretés**, assurant un air purifié pour le patient et un fonctionnement optimal de l’appareil.