FILTRE D’ADMISSION INVACARE

SKU : MAD08.00020





Le **filtre d’admission Invacare** est conçu pour **protéger les concentrateurs d’oxygène** en capturant les particules fines résiduelles. Il s’installe à l’intérieur de l’appareil et complète le système de filtration en aval du filtre d’entrée. Il est **compatible avec les modèles Perfecto 2, Perfecto 2V et Platinum 9L**.

Description

FILTRE D’ADMISSION INVACARE – COMPATIBLE PERFECTO 2, 2V ET PLATINUM 9L Ce **filtre d’admission** joue un rôle crucial dans le **système de purification de l’air** des concentrateurs d’oxygène Invacare. Après le passage de l’air par le filtre d’entrée, ce composant retient les **particules résistantes** qui pourraient endommager le compresseur ou altérer la qualité de l’oxygène délivré. Il est recommandé dans le cadre de traitements par **oxygénothérapie à domicile ou en milieu hospitalier**, notamment pour les patients atteints d’**insuffisance respiratoire chronique**. Ce filtre est **facile à remplacer** et contribue à maintenir une **performance optimale** de l’appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FILTRE D’ADMISSION INVACARE

- **Compatibilité** : concentrateurs Invacare Perfecto 2, 2V et Platinum 9L
- **Longueur totale** : 16 cm (tube de sortie compris)
- **Largeur** : 6,4 cm
- **Épaisseur** : 6,5 cm
- **Diamètre du tube** : extérieur 2 cm / intérieur 1,7 cm
- **Installation** : interne, remplacement recommandé tous les 12 mois ou 5 000 heures
- **Conditionnement** : vendu à l’unité
- **Conformité** : dispositif médical – normes CE

UN FILTRE ESSENTIEL POUR UNE OXYGÉNOTHÉRAPIE SÛRE ET DURABLE

Ce **filtre d’admission** assure une **protection renforcée** du concentrateur contre les impuretés résiduelles. Il prolonge la durée de vie de l’appareil et garantit une **qualité d’oxygène constante** pour le patient. Facile à installer, il s’intègre parfaitement dans les protocoles de maintenance préventive.