GANTS D’EXAMEN EN LATEX

SKU : PRO02.00006-



Les **gants d’examen en latex** offrent une **barrière de protection fiable** contre les contaminations croisées. Ambidextres, souples et résistants, ils sont adaptés aux **soins médicaux, examens, prélèvements ou gestes d’hygiène**.

Caractéristiques

Taille	Large, Medium, Small

Description

GANTS D’EXAMEN EN LATEX – NON STÉRILES, USAGE UNIQUE, BOÎTE DE 100

Fabriqués en **latex naturel de haute qualité**, ces gants d’examen sont conçus pour un **usage unique**. Ils assurent une **excellente sensibilité tactile**, une **bonne élasticité** et une **résistance accrue à la déchirure**, tout en garantissant un **port confortable**. Disponibles en version **poudrée** (facilite l’enfilage) ou **non poudrée** (réduit les risques d’allergie), ils conviennent aux **soignants, dentistes, laborantins, esthéticiennes ou agents de nettoyage**. Leur **forme ambidextre** permet une mise en place rapide, et leur **bord roulé** évite les déchirures à l’enfilage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière** : latex naturel
- **Type** : non stérile – usage unique
- **Forme** : ambidextre – bord roulé
- **Surface** : lisse ou texturée selon modèle

- **Épaisseur** : env. 0,10 mm (paume) – 0,11 mm (doigts)
- **Taille** : XS, S, M, L, XL
- **Conditionnement** : boîte de 100 gants
- **Normes** : EN 455-1/2/3/4 – CE – EPI Catégorie I ou III
- **Options** : poudrés (amidon de maïs) ou non poudrés

Comment utiliser les gants à usage unique ?

- Se laver les mains à l'eau et au savon ou se les désinfecter avec du gel hydroalcoolique avant de manipuler les gants.
- Les enfiler sur des mains propres.
- Ne jamais se toucher le visage, les gants peuvent servir de support au virus après souillage.
- Les jeter tout de suite après utilisation, de préférence une poubelle avec couvercle et sac.
- Les gants ne sont pas réutilisables, ni lavables. Une fois enlevés, ils ne doivent pas être réutilisés.